



## AVANTAGES

- Nettoyage et pré-désinfection des dispositifs médicaux
- Activité bactéricide, levuricide et virucide



Formule douce



CE  
1014  
DISPOSITIFS  
MÉDICAUX



## APPLICATION

BACTINYL® SAVON LIQUIDE INSTRUMENTATION est un nettoyant-désinfectant concentré destiné au nettoyage et à la pré-désinfection, par trempage, de toute l'instrumentation médico-chirurgicale et dentaire, ou d'exploration fonctionnelle, dispositifs médicaux. Dispositif médical. CLASSE IIB.

## MODE D'EMPLOI

BACTINYL® SAVON LIQUIDE INSTRUMENTATION possède d'excellentes qualités nettoyantes. Les composés tensio-actifs qu'il renferme augmentent son pouvoir pré-désinfectant.

Il s'utilise pour la pré-désinfection par trempage du matériel souillé (sang, pus, protéines...). En décrochant les biofilms, BACTINYL® SAVON LIQUIDE INSTRUMENTATION protège l'utilisateur, permet d'atteindre un très haut niveau de décontamination et prépare de façon optimale aux étapes de stérilisation ou de désinfection.

Préparer un bain de 1% à 2% en cas de souillures importantes dans de l'eau froide ou tiède (éviter l'eau chaude qui fixe les protéines). Immerger totalement l'instrumentation le plus rapidement possible après utilisation (pinces, ciseaux ouverts...). Laisser agir de 5 à 15 minutes minimum. Brosser : l'action chimique doit être complétée par une action mécanique. Rincer. Egoutter.

Le matériel qui ne peut être stérilisé mais qui nécessite un haut niveau de désinfection doit ensuite être immergé dans une solution désinfectante de BACTINYL® 5M ou BACTINYL® 6G PE.

Lors de tout changement de produit de nettoyage et de pré-désinfection nous vous recommandons de :

1. Procéder au nettoyage de la cuve avec un détergent classique pour éliminer tous résidus potentiels de produits
  2. Rincer abondamment la cuve
- Ceci dans le but d'éviter toutes précipitations, films gras ou incompatibilités entre les produits.

INFORMATION : Lors de l'utilisation du produit BACTINYL® SAVON LIQUIDE INSTRUMENTATION il est possible qu'un trouble apparaisse.

Celui-ci ne correspond pas à une pollution de la solution et n'a aucun impact sur les propriétés détergentes et désinfectantes de la solution.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	liquide
Couleur :	incolore
Parfum :	pin
Densité :	= 1
pH du produit :	base faible
Péremption :	2 ans
Stockage :	4°C - 35°C

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

**Activité bactéricide :** EN 13727 (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), EN 14561 (conditions de saleté – 1% – 5 min – 20°C),

**Activité levuricide :** EN 13624 (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), EN 14562 (conditions de saleté – 0.5% – 15 min – 20°C),

**Activité sporicide :** EN 13704 (conditions de propreté – 5% – 60 min – 20°C)

**Activité virucide :** EN 14476 sur PRV\*, BVDV\*, H1N1, (conditions de saleté – 2% – 5 min – 20°C) Herpès, Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), Norovirus (conditions de saleté – 2% – 15 min – 20°C)

\* Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) sont des substituts pour HBV et HCV.

## CONDITIONNEMENT

Carton de 50 doses de 20ml

Flacon de 1L doseur

Bidon de 5L

Réf. LB920930

Réf. LB920920

Réf. LB920900

## SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.