

OXYGÉNOTHÉRAPIE

Débitmètre O₂ à bille 15 L/min

Rotamètre RTM3 avec humidificateur et embout direct
AFNOR



DESCRIPTION

Le rotamètre RTM3, plus communément appelé débitmètre à bille, sert à régler et à mesurer le débit d'un gaz destiné à être administré au patient par voies respiratoires.

Le RTM3 se connecte à une source murale de gaz sous pression à l'aide d'un embout direct ou d'un montage au rail. Il doit être muni d'un humidificateur / nébuliseur ou d'une tétine de sortie.

Configuration décrite : RTM3 O₂ 15 L/min avec humidificateur CCO 250 cc et embout direct AFNOR.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Modèle	Rotamètre RTM3
Gaz	Oxygène (O ₂)
Plage de débit	0 à 15 L/min
Principe de mesure	Tube à bille (rotamètre) à lecture directe
Raccordement	Embout direct AFNOR sur prise murale — montage au rail possible
Humidificateur	CCO 250 cc, barboteur à usage multiple
Sortie	Humidificateur / nébuliseur ou tétine de sortie

POINTS FORTS

- Réglage et lecture du débit en un seul geste, sans alimentation électrique.
- Raccordement direct sur prise murale AFNOR, ou montage au rail selon l'implantation.
- Humidification intégrée pour le confort respiratoire du patient.
- Conception robuste adaptée à un usage hospitalier intensif.

À noter — Le débitmètre doit impérativement être équipé d'un humidificateur / nébuliseur ou d'une tétine de sortie avant toute mise en service.

Fabricant et distribution — IBSGROUPE Ltd, fournisseur clés en main (Turnkey Supplier), assure la distribution, la logistique, la mise en service et le service après-vente de ce produit. La fabrication est assurée par le fabricant partenaire, dont les références et spécifications sont reprises ci-dessus. Document non contractuel : les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant ; en cas de divergence entre le texte et l'image, le texte prévaut.