



AVANTAGES

- Sans parfum sans colorant
- Contient des agents hydratants
- Destiné aux personnes devant travailler dans des conditions aseptiques

APPLICATION

BACTIMAINS® DSF est un savon désinfectant destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par lavage.

La formulation de BACTIMAINS® DSF permet un lavage efficace tout en douceur. Convient pour usage fréquent.

MODE D'EMPLOI

Traitement hygiénique des mains :

Mouiller les mains, savonner pendant 30 secondes avec 2ml de BACTIMAINS DSF, rincer complètement, sécher (par tamponnement).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide
Couleur : jaune à orangé
Parfum : inodore
pH : $6,0 \pm 1,5$
Date de péremption : 2 ans

TYPE DE PRODUIT

Savon pour la désinfection des mains (TP1)

SUBSTANCE ACTIVE

Contient: chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS 7173-51-5 ; 0,8% (m/m)) et du chlorhexidine digluconate (N°CAS 18472-51-0 ; 0,92% (m/m)).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide : NF EN 1276 en conditions de saleté (20°C - 5 min)

Activité levuricide : NF EN 1650 en conditions de saleté (20°C - 15 min)

Activité virucide : NF EN 14476 en conditions de saleté sur PRV, BVDV, HERPES (20°C - 30 sec.)

Lavage hygiénique des mains : NF EN 1499 (2ml*30 sec.)

CONDITIONNEMENTS

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Flacon 1L sans air | Réf. LB923461 |
| Flacon 1L pompe | Réf. LB923490 |
| Bidon 5L avec pompe distributrice | Réf. LB923480 |

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

