

ACCESSOIRE DE MONITORAGE

Stimulateur acoustique fœtal

Sonde AST pour moniteurs fœtaux BISTOS compatibles — référence finale selon le moniteur retenu

RÉFÉRENCE

BISTOS AST — À CONFIRMER

BISTOS Co., Ltd.



Moniteur fœtal BISTOS compatible — sonde AST disponible en option

DESTINATION

Accessoire de stimulation vibro-acoustique destiné au test de réactivité fœtale. Il permet de solliciter une réponse fœtale lorsque le fœtus est en phase de sommeil afin de faciliter l'interprétation d'un test non-stressant et d'éviter de prolonger inutilement l'enregistrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Fonction	Stimulation acoustique fœtale (AST)
Alimentation	Par le moniteur fœtal compatible
Raccordement	Connecteur AST / DOP-AST selon modèle
Compatibilité identifiée	BT-300 ; BT-350E / BT-350L ; BT-380 selon configuration
Référence exacte	À confirmer par BISTOS avec le moniteur retenu

POINT DE VALIDATION

- La sonde AST est un accessoire du moniteur fœtal ; le modèle exact doit être confirmé avec BISTOS avant commande.
- Aucune valeur de fréquence ou de niveau acoustique n'est figée sur cette fiche tant que BISTOS n'a pas confirmé la référence finale.
- L'image illustre un moniteur BISTOS compatible et ne constitue pas une référence commerciale autonome de la sonde.