


ITEM 007

Stimulateur fœtal vibro-acoustique

Dispositif portatif destiné à provoquer une réponse ou un mouvement fœtal pendant le monitoring prénatal.

Marque	EDAN
Modèle / référence	FS-1
Quantité demandée	1 unité
Compatibilité	Moniteurs EDAN F3, F6, F9 et F9 Express

Fonction et utilisation

- Stimulation vibro-acoustique du fœtus lors d'un test de réactivité ou d'un monitoring CTG.
- Rythme de vibration réglable par molette de commande.
- Les marques de stimulation peuvent être affichées ou enregistrées sur le tracé CTG lorsque le dispositif est relié au moniteur par câble audio.
- Format compact, léger et facilement transportable.

Spécifications techniques

- Fréquence de vibration : 30 à 80 Hz.
- Intensité de vibration : 100 gal ou plus.
- Cycle intermittent répétitif : environ 0,3 à 1,05 seconde.
- Alimentation : 2 piles AA - 3 V ; courant de fonctionnement : 150 mA.
- Autonomie indicative : environ 7 000 activations.
- Dimensions : 150 x 48,5 x 58 mm ; poids : environ 160 g sans piles.
- Conditions d'utilisation : 10 à 40 °C ; humidité relative 25 à 85 %.

Références documentaires : Fiche technique EDAN FS-1 fournie par BAMZE (Pérou) ; référence commerciale EDAN FS-1.

Les caractéristiques sont établies à partir des documents techniques et pages produit disponibles. La configuration contractuelle, les accessoires, la disponibilité et les documents réglementaires seront confirmés à la commande. Visuel non contractuel.