

ENSEMBLE MOBILE

RÉFÉRENCE

Ensemble d'oxygénothérapie mobile

34505 + 34177 + 34168 + 34169

GIMA S.p.A.

Configuration GIMA 5 L : bouteille O₂ avec détendeur intégré + trolley + masques adulte et pédiatrique



Photo gamme GIMA — référence 34505 visible




Illustration de la configuration complète

COMPOSITION RETENUE

Élément	Réf.	Spécification
Bouteille O ₂ 5 L avec détendeur intégré	34505	200 bar ; 0-15 L/min ; raccord UNI ; Ø 140 × 550 mm ; 9 kg
Trolley porte-bouteille	34177	Pour bouteilles 5 et 7 L
Masque haute concentration adulte	34168	Avec tube
Masque haute concentration pédiatrique	34169	Avec tube

DESTINATION

Ensemble mobile destiné à l'oxygénothérapie d'urgence et aux déplacements intra- ou extra-hospitaliers. La bouteille est fournie vide, avec détendeur intégré à deux étages de détente et manomètre haute pression. Le trolley facilite la mobilité de la bouteille 5 L.

POINTS DE VIGILANCE

- La référence 34505 utilise un raccord UNI — et non NF.
- Les masques 34168 et 34169 sont distincts pour l'adulte et le pédiatrique.
- Remplissage de la bouteille d'oxygène non inclus : bouteille livrée vide.