

OXYGÉNOTHÉRAPIE SUR RÉSEAU

RÉFÉRENCE

Débitmètre O₂ réseau avec humidificateur

PENLON — CONFIGURATION À CONFIRMER

Penlon Limited

Penlon Single O₂ Flowmeter avec humidificateur barboteur compatible

Penlon Single Flowmeter



Penlon Bubble Humidifier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Gaz	Oxygène
Débit standard	0 à 15 L/min
Options faible débit	0 à 3,5 L/min et 0 à 5 L/min
Principe	Débitmètre compensé en pression, double graduation
Corps / tube	Aluminium anodisé / polycarbonate
Entrées disponibles	BS EN 737, 1/8" NPT ou 3/8" BSP selon configuration
Sortie	Tétine ou filetage 9/16" UNF
Réseaux compatibles	Options de raccordement DIN, DISS et AFNOR

HUMIDIFICATEUR

- Humidificateur barboteur réutilisable, cuve transparente.
- Compatible avec la gamme de débitmètres Penlon.
- Version standard ou avec protection contre l'occlusion ; référence finale selon configuration.

VALIDATION AVANT COMMANDE

Le raccord réseau exact et la référence commerciale du débitmètre seront arrêtés en fonction du standard de prise gaz retenu pour l'installation (AFNOR / autre standard local).