

## Berceau médical à hauteur fixe — bâti inox, coque Altuglass et matelas

Marque VILLARD — fabrication française — IBSGROUPE LTD, partenaire Villard

### Présentation

Berceau conçu pour l'accueil des nouveau-nés en maternité, en service de pédiatrie ou à domicile. Son bâti en acier inoxydable entièrement soudé garantit robustesse, résistance à la corrosion et facilité de nettoyage. La coque transparente en Altuglass permet une surveillance constante de l'enfant.

### Points forts

- Bâti entièrement soudé en **acier inoxydable 18/10**
- Coque en **Altuglass moulé** transparent, avec trous d'aération dans le fond
- Position **proclive à 15°** pour le confort et la digestion du nouveau-né
- **Matelas inclus**
- **4 roulettes pivotantes** Ø 50 mm pour un déplacement aisé
- Surfaces lisses, faciles à désinfecter



### Caractéristiques techniques

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Référence fabricant       | 505.70OP1 (berceau 505.70 avec matelas)                           |
| Type                      | Berceau médical à hauteur fixe                                    |
| Bâti                      | Acier inoxydable 18/10, entièrement soudé                         |
| Nacelle                   | Altuglass (PMMA) moulé transparent, trous d'aération dans le fond |
| Inclinaison de la nacelle | Position proclive à 15°                                           |
| Dimensions (L x P x H)    | 465 x 865 x 960 mm                                                |
| Mobilité                  | 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm                                    |
| Couchage                  | Matelas mousse pour berceau, inclus                               |
| Fabrication               | France — fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001                 |

#### Accessoires disponibles sur demande

- 2 roulettes à frein Ø 50 mm
- Panier porte-effets
- Nacelle supplémentaire
- Matelas supplémentaire

#### Entretien

Nettoyage et désinfection avec les produits habituels des établissements de santé, compatibles avec l'inox et le PMMA. Éviter les solvants et produits abrasifs sur la coque en Altuglass, qui pourraient la rayer ou la ternir.

#### IBSGROUPE LTD — votre interlocuteur unique

Pour toute question technique, commande ou service après-vente : **commercial@ibsgroupe.com** — +33 1 87 66 35 60

Visuels et caractéristiques non contractuels, susceptibles d'évoluer selon le fabricant.